

Incompatibilitidade

Não pode ser excluída uma sensibilização causada pelo produto em pessoas sensíveis. Caso surjam reacções alérgicas suspender o uso do produto e retirá-lo completamente. Em raros casos, em particular quando da inobservância do modo correcto de elaboração, é possível a ocorrência de irritações da polpa.

Armazenagem e durabilidade

Proteger o pó contra humidade. Não armazenar o produto a uma temperatura acima de 25°C/77°F. Não utilizar o produto após a expiração da data de validade.

Informação para os clientes

Ninguém está autorizado a fornecer qualquer informação diferente da que é fornecida nesta folha de instruções.

GARANTIA

A 3M ESPE garante que este produto estará isento de defeitos em termos de material e fabrico. A 3M ESPE NÃO CONCEDE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA OU DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A DETERMINADO FIM. O utilizador é responsável por determinar a adequação do produto à aplicação em causa. Se este produto se apresentar defeituoso dentro do período de garantia, a sua única solução é única obrigação da 3M ESPE será a reparação ou substituição do produto da 3M ESPE.

Limitação da responsabilidade

Excepto quando proibido por lei, a 3M ESPE não será responsável por quaisquer perdas ou danos resultantes deste produto, sejam directos, indirectos, especiais, incidentais ou consequenciais, independentemente da teoria defendida, incluindo garantia, contrato, negligência ou responsabilidade estrita.

Estado da informação 06/03

NEDERLANDS

Beschrijving van het product

Ketac™ Cem radiopaque, vervaardigd uit 3M ESPE, is een bevestigingscement voor handmatig mengen.

Voor details m.b.t. Alkaliner™, vervaardigd uit 3M ESPE, zie de betreffende gebruiksinformatie. De gebruiksinformatie van een product dient gedurende de gehele gebruiksperiode bewaard te worden.

Toepassingsgebieden

Bevestiging van inlays, onlays, kronen en bruggen
Bevestiging van orthodontische banden
Onderlagen

Vorbereiding

Om een optimale hechting te kunnen realiseren, moeten glazuur-, dentine- en metalen oppervlakken grondig worden schoongemaakt.

Blaas de caviteit in slechts 2–3 korte intervallen droog met water- en olievrjje lucht of dep hem droog met een wattenstaafje. Niet teveel drogen! **De caviteit moet zo droog zijn dat het oppervlak een matglanzend uiterlijk heeft.** Wanneer de caviteit met perslucht te droog wordt geblazen, kan dit een negatief effect op de hechting hebben of na het aanbrengen van de restauratie tot postoperatieve gevoeligheid leiden.

De metalen oppervlakken moeten goed met perslucht worden gedroogd. Voorkom verdere contaminatie door speeksel.

Bescherming van de pulpa

Het glasionomeercement, b.v. bij inlays, niet rechtstreeks op dentine in de buurt van de pulpa of de geëxponeerde pulpa aanbrengen. Zones in de buurt van de pulpa voor de afdruf met een goed hardend calciumhydroxide-preparaat bedekken, b.v. Alkaliner.

Dosering

De fles schudden, om het poeder los te maken. De dop eraf halen en de druppeldoseertip erop draaien. De aanbevolen mengverhouding voor cementeren bedraagt naar gewicht 3,8 delen poeder (ca. 1 afgestreken lepel) : 1 deel vloeistof (2 druppels). De lepel aan het plastic inzetstuk afstrijken, het poeder niet aandrukken.

Poeder en vloeistof naast elkaar op een blok of een glasplaat doseren. De fles bij het doseren van de vloeistof verticaal houden. De doseertip moet vrij van ingedroogde vloeistof zijn. Voor onderlagen, afhankelijk van de gewenste consistentie, meer poeder bijmengen. De flessen dienen na gebruik zorgvuldig gesloten te worden.

Een te dunne consistentie (te kleine dosis poeder) kan tot pulpklachten leiden!

Mengen

Ketac Cem radiopaque bij 20–25°C/68–77°F kamertemperatuur verwerken. Met een cementspatel van metaal of kunststof mengen. De gehele dosis poeder in één keer aan de vloeistof toevoegen. Als regel zoveel poeder toevoegen dat er een smeuvige consistentie ontstaat. De hoeveelhed voor een kroon dient nog net van de spatel af te druipen. De pasta meerdere keren uitstrijken, totdat het mengsel homogeen is.

Applicatie

Tijdens de applicatie en de uithardingsfase dient het werkteinrein tegen contaminatie met water en speeksel beschermd te worden. Een dun laagje cement binnenin de kroon en op de tandstomp aanbrengen. Vervolgens de restauratie plaatsen. Overvulling van de kroon dient vermeden te worden. Hydrostatische druk in nauwsluitende kronen kan tot pulpklachten leiden!

Tijden
Bij 23°C/73°F kamertemperatuur en 50% rel. luchtvochtigheid gelden de volgende tijden:

min : sek	
Mengen	1 : 00
Verwerken incl. mengen	3 : 30
Uitharding vanaf het begin van het mengen	7 : 00

Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen de verwerkings-tijd (b.v. mengen op een gekoelde glasplaat). Een grotere hoeveelhed poeder verkort eveneens de verwerkingstijd. Het overschrijden van de verwerkingstijd leidt tot een verminderde hechting aan glazuur en dentine.

Verwijderen van overmaat

7 min. na het begin van het mengen de overmaat met een Heidemannspatel en/of een sonde verwijderen.

Overgevoeligheid

Bij gevoelige personen kunnen overgevoeligheidsreacties niet worden uitgesloten. Als dat het geval zou zijn, moet van (verder) gebruik worden afgezien, het product moet dan volledig worden verwijderd. In een enkel geval, met name bij veronachtzaming van de verwerkingsinstructies, kunnen pulpklachten optreden.

Bewaren en houdbaarheid

Het poeder tegen vocht beschermen. Het product niet boven 25°C/77°F bewaren.

Na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum mag het product niet meer worden gebruikt.

Consumenteninformatie

Geen enkele persoon heeft het recht informatie te verschaffen die afwijkt van hetgeen beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Garantie:

3M ESPE garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BIEDT GEEN ENKEL ANDER GARANTIE, INCLUSIEF STILZWIJGENDE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het door de gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M ESPE reparatie of vervanging van het product van 3M ESPE.

Beperkte aansprakelijkheid

Tenzij dit is verboden door de wet, is 3M ESPE niet aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolge van het gebruik van dit product, of dit nu direct of indirect, speciaal, incidenteel of resulterend is, ongeacht de verklaarde theorie, inclusief garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.

Stand van de informatie 06/03

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Περιγραφή προϊόντος

To Ketac™ Cem radiopaque, που αποτελεί προϊόν της 3M ESPE, είναι μια υαλοϊονομερική κονία που χρησιμοποιείται για την συγκόλληση οδοντικών εργασιών και αναμιγνύεται με το χέρι. Για λεπτομέρειες όσον αφορά το Alkaliner™, που αποτελεί προϊόν της 3M ESPE, ανατρέξτε στις ανάλογες πληροφορίες χρήσης. Οι πληροφορίες χρήσης ενός προϊόντος πρέπει να φυλάγονται για όλη την διάρκεια της εφαρμογής του.

Ενδείξεις εφαρμογής

Συγκόλληση ενθέτων, επενθέτων, στεφανών και γεφυρών
Συγκόλληση ορθοδοντικών δακτυλίων
Ουδέτερο στρώμα

Προετοιμασία

Για την μεγαλύτερη δυνατή πρόσφυση καθαρίστε σχολαστικά την αδαμαντίνη, την οδοντίνη και τις μεταλλικές επιφάνειες. Στεγνώστε την κοιλότητα σε μόνο 2–3 σύντομα διαστήματα φυσώντας με αέρα που δεν περιέχει νερό και λάδι ή στεγνώστε με τοπίπτα βάρβακος. Μην προβαίνετε σε υπέρμετρο στέγνωμα! **Η κοιλότητα θα πρέπει να είναι μόλις τόσο ξηρή, ώστε η επιφάνεια να εμφανίζεται ματ γυαλιστερή.** Υπέρμετρο στέγνωμα με πεπιεσμένο αέρα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πρόσφυση και αντίστοιχα να οδηγήσει μετά την τοποθέτηση της αποκατάστασης σε μετεχειρητικές ευαισθησίες.

Στεγνώστε καλά τις μεταλλικές επιφάνειες με πεπιεσμένο αέρα. Αποφύγετε την εκ νέου επιμόλυνση με σέλο.

Προστασία πολφού

Μην τοποθετείτε την υαλοϊονομερή κονία, π.χ. όταν πρόκειται για ένθετα, κατευθείαν σε οδοντίνες που βρίσκεται κοντά στον πολφό ή σε ανοικτό πολφό.

Πριν την διαμόρφωση καλύψτε τις περιοχές εγγύς του πολφού με ένα παρασκευάσμα υδροξειδίου του ασβεστίου σκληρής πήξης, όπως π.χ. Alkaliner.

Δοσολογία

Ανακινήστε τη φιάλη για να αναμίξετε τη σκόνη. Βιδώστε το σταγονόμετρο στη θέση του καπακιού. Η προτεινόμενη αναλογία της ανάμιξης είναι κατά βάρος 3,8 μέρη σκόνης (περίπου 1 κοφτή κουταλιά) προς 1 μέρος υγρού (2 σταγόνες). Όταν γεμίζετε το κουτάλι με σκόνη, αφαιρέστε το πλεονασμα περνώντας το κουτάλι με το πλαστικό εξάρτημα, μην συμπιέζετε τη σκόνη. Κατά την δοσολογία τοποθετήστε τη σκόνη και το υγρό το ένα δίπλο στο άλλο πάνω σε ένα μπλοκ ανάμιξης ή σε μια γυάλινη πλάκα. Κρατήστε όρθια τη φιάλη την ώρα της δοσολογία του υγρού. Το σταγονόμετρο πρέπει να είναι καθαρό από αποξηραμένο υγρό. Για ουδέτερα στρώματα προσθέστε περισσότερη σκόνη για να επιτύχετε την επιθυμητή σύσταση. Κλείστε προσεκτικά τις φιάλες μετά τη χρήση.

Ένα μίγμα πολύ αραιάς σύστασης (υποδοσολογία σκόνης) μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον πολφό!

Ανάμιξη

Η επεξεργασία του Ketac Cem radiopaque συνιστάται σε θερμοκρασία δωματίου στους 20–25°C/68–77°F βαθμούς. Αναμίξτε χρησιμοποιώντας μια μεταλλική ή πλαστική σπάθη κονίας. Προσθέστε τη συνολική δόση της σκόνης με μιας στο υγρού. Βασικά προσθέστε όση σκόνη είναι αναγκαία για να επιτύχετε μια παχύρρευστη σύσταση. Η ποσότητα που χρειάζεστε για μια στεφάνη πρέπει μόλις να στάζει από τη σπάθη. Απλώστε την κονία αρκετές φορές πάνω στο μπλοκ ανάμιξης μέχρι να αποκτήσει μια ομοιογενή σύσταση.

Εφαρμογή

Προσταψήτε το πεδίο εργασίας από τη διείσδυση νερού και σιέλου κατά την διάρκεια της εφαρμογής και της φάσης της πήξης. Επαλείψτε ένα λεπτό στρώμα κονίας στο εσωτερικό της στεφάνης και στο στρίγμια. Κατόπιν τοποθετήστε την αποκατάσταση. Αποφύγετε την υπερπλήρωση της στεφάνης. Η υδρστατική πίεση σε στεφάνες με πολύ καλή εφαρμογή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον πολφό!

Χρόνοι

Σε θερμοκρασία δωματίου στους 23°C/73°F βαθμούς και σε 50% σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας ισχύουν οι εξής χρόνοι:

λεπτά : δευτερόλεπτα	
Ανάμιξη	1 : 00
Χρόνος εργασίας μαζί με ανάμιξη	3 : 30
Πήξη από την αρχή της ανάμιξης	7 : 00

Υψηλότερες θερμοκρασίες μειώνουν και χαμηλότερες θερμοκρασίες αυξάνουν τον χρόνο εργασίας (π.χ. η ανάμιξη πάνω σε κρύα γυάλινη πλάκα). Μια μεγαλύτερη ποσότητα σκόνης μειώνει επίσης τον χρόνο εργασίας. Η υπέρβαση του χρόνου εργασίας προκαλεί την απώλεια του δεσμού σε αδαμαντίνη και οδοντίνη.

Αφαίρεση περισείας

Αφαίρεστε τις περισείες 7 λεπτά μετά την έναρξη της ανάμιξης με μια σπάθη Heidemann ή και με έναν ανιχνευτήρα.

Αντενδείξεις

Δεν αποκλείονται αλλεργικές αντιδράσεις σε ευαίσθητα άτομα μέσω του προϊόντος. Σε περίπτωση, κατά την οποία προκύψουν αλλεργικές αντιδράσεις, πρέπει να επακολουθήσει διακοπή της χρησιμοποίησης του υλικού αυτού και πλήρης απομάκρυνσή του. Σε σπάνιες περιπτώσεις, και ιδιαίτερα αν δεν ληφθούν υπόψη οι οδηγίες επεξεργασίας, είναι δυνατόν να παρουσιαστούν προβλήματα στον πολφό.

Αποθήκευση και διατήρηση

Προσταψήτε τη σκόνη από τη υγρασία. Μην διατηρείτε το προϊόν πάνω από 25°C/77°F βαθμούς. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης.

Πληροφόρηση πελατών

Κανένα δεν έχει άδεια να παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρεκκλίνουν από τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φύλλο οδηγών.

Εγγύηση

Η 3M ESPE εγγυάται ότι το παρόν προϊόν δεν έχει ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Η 3M ESPE ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό της καταλληλότητας του προϊόντος και για την εφαρμογή του. Αν διαπιστωθεί ότι το προϊόν αυτό είναι ελαττωματικό υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, του συμβολαίου, της αμέλειας ή αντιεμπερικτής ευθύνης.

΄Εκδοση του ενημερωτικού εντύπου 06/03

SVENSKA

Produktbeskrivning

Ketac™ Cem radiopaque, tillverkad av 3M ESPE, är ett fastsättningscement, som rörs för hand.

Se motsvarande bruksanvisning för detaljerad information om Alkaliner™, tillverkad av 3M ESPE. Spara bruksanvisningen så länge som produkten används.

Användningsområden

Fastsättning av inlays, onlays, kronor och bryggor
Fastsättning av ortodontiska band
Underfyllningar

Förberedelser

Rengör noggrant emalj-, dentin- och metallytor för att möjliggöra en optimal vidhäftning.

Torrblåstra kaviteten i 2–3 korta tidsintervall med vatten- och oljefri luft eller torika med bomullspellets. Dehydrera inte! **Kaviteten skall inte vara torrare än att ytan är mattglansad.** Överdriven torkning med tryckluft kan negativt påverka vidhäftningen eller medföra postoperativ känslighet efter insättande av restaurationen.

Metallytorna skall noggrant torkas med tryckluft.

Undvik ytterligare kontaminering med saliv.

Pulpaskydd

Lägg inte glasionomeercementet, t. ex. vid inlays, direkt på pulpanära dentin eller på den öppnade pulpan. Täck pulpanära områden före avtryckstagningen med ett fast stelnande kalciumhydroxid-preparat, t. ex. Alkaliner.

Dosering

Skaka flaskan för att lockra upp pulvret. Skruva på droppdosseraren i stället för tillslutningsshatten. Det rekommenderade blandningsförhållandet för fastsättning uppgår till 3,8 viktdelar pulver (ca. 1 struken sked) : 1 del vätska (2 droppar). Stryk av skeden mot plastinsatsen. Komprimera inte pulvret. Dosera pulver och vätska bredvid varandra på ett block eller på en glasplatta. Håll flaskan kallt rätt när vätskan doseras. Droppdosseraren måste vara fri från intorkad vätska. Blanda för underfyllningar in mer pulver allt efter önskad konsistens. Flaskorna skall tillslutas ordentligt efter användning. En alltför tunn konsistens (pulver-underdosering) kan leda till pulpistiska besvär!

Blandning

Ketac Cem radiopaque bearbetas vid 20–25°C/68–77°F rumstemperatur. Blanda ihop med en cementspatel av metall eller plast. För in hela pulver-mängden i vätskan på en gång. Blanda principiellt in så mycket pulver att en tjockflytande konsistens erhålls. Mängden för en kroa skall nått och jämnt kunna droppa ned från spatelen. Stryk ut pastan flera gånger tills den får en homogen konsistens.

Applicering

Skydda arbetsområdet mot vatten- och salivtillträde under applicering och stelningsfas. Ett tunt cementskikt läggs i kronans inre och på pelaren. Sätt därefter fast restaurationen. Undvik en överfyllnad av kronan.

Hydrostatiskt tryck i tätt anliggande kronor kan leda till pulpistiska besvär!

Tider

Vid en rumstemperatur på 23°C/73°F och 50% rel. luftfuktighet gäller följande tider:	
Blandning	min : sek
Bearbetning inkl. blandning	1 : 00
Stelnande efter blandningsstart	3 : 30
	7 : 00

Högre temperaturer förkortar, lägre temperaturer förlänger bearbetningstiden (t. ex. tillblandning på en kylt glasplatta). En större pulvermängd förkortar

llkaledes bearbetningstiden. Vid ett överskridande av bearbetningstiden förloras vidhäftningsförmågan på emalj och dentin.

Avlägsnande av överskott

7 minuter efter blandningsstart tas överskottet bort medelst en Heidemannspatel och/eller en sond.

Biverkningar

Hos känsliga personer kan sensibilisering genom produkten ej uteslutas. Skulle allergiska reaktioner uppträda, bör man sluta använda produkten och avlägsna den fullständigt. I sällsynta fall, speciellt när bearbetningsanvisningarna inte följs, kan pulpistiska besvär förekomma.

Förvaring och hållbarhet

Skydda pulvret mot fukt.

Lagra inte produkten i över 25°C/77°F.

Bör inte användas efter förfallodatum.

Kundinformation

Ingen har tillåtelse att lämna ut någon information som avviker från den information som ges i detta instruktionsblad.

Garanti

3M ESPE garanterar att denna produkt är fri från material och tillverknings-defekter. 3M ESPE UTFASTER INGA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÄDDA GARANTIER ELLER SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE. Användaren är ansvarig för att avgöra produktens lämplighet i en specifik applikation. Om denna produkt visas vara defekt inom garantitiden är kundens enda krav och 3M ESPEs enda åtagande att reparera eller byta ut produkten.

ANSVARSBEGRÄNSNING

I annat fall än då lag så föreskriver är 3M ESPE inte ansvarig för förlust eller skada som orsakas av denna produkt, oavsett direkt, indirekt, speciell, oavsiktlig eller som konsekvens, oavsett av bedyrad teori, inklusive garanti, kontrakt, försumlighet eller direkt ansvar.

Information från 06/03

SUOMI

Tuotekuvas

Ketac™ Cem radiopaque, 3M ESPEn valmistama, on käsin sekoitettava kiinnityssementti.

Alkaliner™, 3M ESPEn valmistama, -tuotteen tiedot löytyvät sen käyttöohjeesta. Säilytä kunkin tuotteen käyttöohje niin kauan kunnes se on käytetty loppuun.

Käyttöalueet

Ilaiden ja onlayden, kruunujen ja siltojen kiinnitys
Ortodontisten renkaiden kiinnitys
Alustäytteet

Preparointi

Aineen optimaalista tartuntaa varten on kiille, dentiini ja metallipinnat puhdistettava huolellisesti. Puustaa kaviteetti kuivaksi 2–3 lyhyellä puhalluksella. Ilman tulee olla vedetöntä ja öljytöntä. Kaviteetin voi myös kuivata uunurullalla. Älä ylikuivaa! **Kaviteetin tulee olla juuri niin kuiva, että pinta näyttää mattamaisen kiiltävältä.** Liian voimakas kuivatus paineilmalla voi vaikuttaa negatiivisesti kiinnittymiseen tai aiheuttaa arkuutta paikkauksen jälkeen. Metallipinnat tulee myös kuivata hyvin paineilmalla. Vältä syljen aiheuttamaa uudelleen kontaminaatiota.

Hammasytimen suojaus

Älä pane lasi-ionomeerisementtiä esim. inllyttä kiinnitettäessä pulpan välittömässä läheisyydessä olevaan dentiiniin tai paljastuneeseen pulpakudokseen. Suojaa pulpaa lähellä olevat alueet ennen jäljennöksen ottoa kovaaksi kovettuvalla kalsiumhydroksidivalmistella, esim. Alkalinerillä.

Annostus

Ravista pulloa jauheen kuohkeuttamiseksi. Ruuvaa tippa-annostin sulikutulpan tilalle. Kiinnitykseen suositeltu sekoitusuhde on painon mukaan 3,8 osaa jauhetta (n. 1 tasainen lusikallinen : 1 osa nestettä (2 tippaa)). Tasoita lusikallinen muovirenuuksen avulla painamatta jauhetta.

Annostele jauhe ja neste vierekkäin sekoituslehtiille tai lasilevyille. Pidä pulloa pystysuorassa nestettä annostellessasi. Tippa-annostelunokassa ei saa olla kuivuneita nestejätteitä. Sekoita alustäytteitä varten enemmän jauhetta saadakseen halutun konsistenssin. Sulje pulloit huolellisesti käytön jälkeen. Liian nesteittöinen koostumus (liian vähän jauhetta) voi aiheuttaa pulpiittioireita!

Sekoitus

Työstä Ketac Cem radiopaque huoneenlämmössä (20–25°C/68–77°F). Käytä sekoitukseen muovista tai metallista sementtilastaa. Sekoita koko jauheannos yhdellä kerralla nesteeseen. Käytä periaatteessa aina niin paljon jauhetta, että seos on saakeaa. Kruununkiinnityksen tarkoitettun seoksen tulisi vielä juuri tipahtaa lastalta. Levitä tahna useampaan kertaan levyille ja kaavi se taas kokoon kunnes sekoitus on tasaista.

Käyttö

Suojaa työskentelyalue vedeltä ja syljeltä annostelun ja kovettumisen aikana. Sivele ohut kerros sementtiä kruunun sisäpinnalle sekä pilarille. Aseta sitten kruunu paikalleen. Vältä yliannostusta. Hydrostaattinen paine tuikkaan istuvien kruunujen alla voi aiheuttaa jälkisenstiivisyyttä!

Ajat

Seuraavat ajat pätevät 23°C/73°F huoneenlämmössä, kun ilman suhteellinen kosteus on 50%:

min : sek	
Sekoitus	1 : 00
Annostelu ja sekoitus	3 : 30
Kovettuminen sekoituksen alusta	7 : 00

Korkeamman lämpötilat lyhentävät, alhaisemmat lämpötilat pidentävät työskentelyaikaa (esim. sekoituksen voi tehdä jäähdytetyllä lasilevyllä). Jauheen määrän lisäys lyhentää samoin työskentelyaikaa. Työskentelyajan ylitys aiheuttaa sen, ettei sementti enää kiinnii tiukteensestä dentiiniin.

Ylimäärän poisto

7 minuuttia sekoituksen alkamisajankohdasta voi sementtiylimäärän poistaa Heidemann-lastalla ja/tai sondilla.

Siedettävyyys

Henkistyneet henkilöt voivat altistaa tuotteelle. Mikäli allergisia oireita esiintyy, on käyttö lopetettava ja tuote poistettava täydellisesti. Joissakin tapauksissa, erityisesti jos käyttöohjetta ei ole noudatettu, voi esiintyä pulpaoireita.

Varastointi ja säilyvyys

Suojaa jauhe kosteudelta. Älä säilytä tuotetta yli 25°C/77°F lämpötilassa. Älä käytä tuotetta annettun viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Asiakastieto

Kenelläkään ei ole oikeutta muuttaa näissä ohjeissa annettuja tietoja.

Takuu

3M ESPE sitoutuu vaihtamaan viallisiksi osoitetut tuotteensa uusin. 3M ESPE ei vastaa menetyksistä tai vahingoista, jotka suoraan tai välillisesti seuraavat tässä mainitun tuotteen käytöstä tai väärinkäytöstä. Käyttäjän tulee arvioida ennen tuotteen käyttöönottoa sen soveltuvuus käyttötarkoituksensa, ja hän on itse vastuussa kaikista tuotteen käyttöön liittyvistä riskeistä.